

Anti-Kat9/Elp3 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H9T3

Artikelnummer: CM0003499



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes KAT9/Elp3 (ELP3), validiert für WB, IHC-P, ELISA und Kreuzreaktivität mit Human/Maus/Ratte. Erkennt die tRNA-Acetyltransferase-Untereinheit des Elongator-Komplexes, wichtig für tRNA-Modifikations- und Neurogenese-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KAT9/Elp3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	KAT9; KAT9/Elp3
Spezies	Human
GeneID (Human)	55140
GeneID	55140
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-547 von humanem KAT9/Elp3 (Q9H9T3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9H9T3
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel