

Anti-Katna1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O75449

Artikelnummer: CM0023353



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes KATNA1 (Katanin p60 ATPase-Untereinheit A1). Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Mikrotubuli-Spaltung und Mitose-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KATNA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KATNA1
Spezies	Human
GeneID (Human)	11104
GeneID	11104
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-167 von humanem KATNA1 (NP_001191005.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O75449
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel