

Anti-Katnb1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bva0

Artikelnummer: CM0023752

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes KATNB1 (p80 Katanin), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Mikrotubuli-Spaltung und Zellteilung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KATNB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KAT; LIS6; KATNB1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10300
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 des humanen KATNB1 (NP_005877.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9BVA0
Protein-Gewicht	72kDa
Versand	Eistasche