

Anti-Kbtbd3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Nab2

Artikelnummer: CM0013357

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes KBTBD3, validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung an BTB/Kelch-Domänen-Proteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KBTBD3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BKLHD3; KBTBD3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	143879
Gen-ID	143879
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 520-612 von humanem KBTBD3 (NP_689646.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NAB2
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Eisbeutel