

Anti-Kcna1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q09470

Artikelnummer: CM0019243

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes KCNA1 (Kv1.1), geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz (Paraffin) und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Beteiligt an neuronaler Erregbarkeit und Magnesiumhomöostase der Niere.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KCNA1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	EA1; MK1; AEMK; HBK1; HUK1; MBK1; RBK1; KV1.1; KCNA1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3736
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 426-495 von humanem KCNA1 (NP_000208.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q09470
Proteinmasse	56kDa
Versand	Eisbeutel