

Anti-Kcna2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P16389

Artikelnummer: CM0026641

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes KCNA2 (Kv1.2, spannungsabhängiger Kaliumkanal-Untereinheit A Mitglied 2). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Nützlich für Studien zum Ionentransport und in den Neurowissenschaften.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KCNA2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HK4; MK2; HBK5; NGK1; RBK2; DEE32; HUKIV; KV1.2; EIEE32; KCNA2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3737
Gen-ID	3737
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-165 von humanem KCNA2 (NP_004965.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P16389
Protein-Molekulargewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel