

Anti-Kcna4 Polyklonklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P22459

Artikelnummer: CM0024499

Einführung

Kaninchchen polyklonaler Antikörper, der gegen den menschlichen KCNA4 (Kv1.4) spannungsgesteuerten Kaliumkanal gerichtet ist. Geeignet für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Ionenkanal- und Neurowissenschaftsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KCNA4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HK1; HBK4; PCN2; HPCN2; HUKII; KCNA8; KV1.4; KCNA4L; MCIDDS; KCNA4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3739
Gen-ID	3739
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P22459
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel