


## Anti-Kcnab2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13303

Artikelnummer: CM0023229



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes KCNAB2 (Kv-beta-2). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Detektiert endogenes humanes KCNAB2-Protein (~41 kDa). Ideal für Neurowissenschaften und Ionenkanalforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | KCNAB2 Kaninchen pAb                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | AKR6A5, KCNA2B, HKvbeta2, KV-BETA-2, HKvbeta2.1, HKvbeta2.2, KCNAB2                                                          |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                       |
| GenID (Mensch)    | 8514                                                                                                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-40 von humanem KCNAB2 (NP_003627.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                                                  |
| SWISS             | Q13303                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 41kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                    |