

Anti-Kcnab3 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - O43448

Artikelnummer: CM0015801

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen die humane spannungsabhängige Kaliumkanal-Untereinheit Beta-3 (KCNAB3). Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber der Maus. Geeignet für neurowissenschaftliche und Ionenkanalforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KCNAB3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	AKR6A9; KCNA3B; KCNA3.1B; KV-BETA-3; KCNAB3
Spezies	Mensch
GenID	9196
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 285-404 des humanen KCNAB3 (NP_004723.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O43448
Proteinmasse	44 kDa
Versand	Eisbeutel