


Anti-Kcnd2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nzv8

Artikelnummer: CM0028268



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen KCND2, hergestellt mit rekombinantem Protein-Immunogen (AS 501-630). Validiert für WB und ELISA; detektiert humanes und murines KCND2. Nützlich für die Erforschung neuronaler Erregbarkeit und Kaliumkanalfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KCND2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RK5; KV4.2; KCND2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3751
Gen-ID	3751
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 501-630 des humanen KCND2 (NP_036413.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9NZV8
Proteingewicht	71 kDa
Versand	Eisbeutel