


Anti-Kcnd3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uk17

Artikelnummer: CM0024809



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes KCND3 (KV4.3), geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanen, murinen und Rattensamples. Ideal für die Untersuchung der Funktion von A-Typ-Kaliumkanälen in Gehirn und Herz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KCND3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KV4.3; SCA19; SCA22; BRGDA9; KCND3L; KCND3S; KSHIVB; KCND3
Spezies	Human
GeneID (Human)	3752
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 521-655 von humanem KCND3 (NP_004971.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UK17
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eistasche