


Anti-Kcne1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P15382

Artikelnummer: CM0017934



Einführung

Anti-KCNE1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für Proben von Mensch und Maus; zielt auf die kardiale Kaliumkanal-Untereinheit ab, die am Long-QT-Syndrom beteiligt ist. Ideal für die Ionenkanalforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KCNE1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	ISK; JLNS; LQT5; MinK; JLNS2; LQT2/5; KCNE1
Spezies	Mensch
GenID	3753 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid passend zu einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem KCNE1 (NP_000210.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P15382
Proteinmasse	15 kDa
Versand	Eisbeutel