


Anti-Kcne2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y6J6

Artikelnummer: CM0030350



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen KCNE2 (MiRP1), validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches und murine KCNE2, eine Kaliumkanal-Regulationsuntereinheit, die am kardialen IKr-Strom beteiligt ist. Ideal für kardiovaskuläre und Ionenkanalforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KCNE2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	LQT5; LQT6; ATFB4; MIRP1; KCNE2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9992
GenID	9992
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem KCNE2 (NP_751951.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y6J6
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eisbeutel