

Anti-Kcnh1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O95259

Artikelnummer: CM0028629



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes KCNH1/EAG1 (O95259) für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Das Immunogen umfasst die Aminosäuren 813-962. Geeignet für Ionenkanalforschung.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Detail
Produktname	KCNH1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	EAG; EAG1; ZLS1; hEAG; TMBTS; h-eag; hEAG1; Kv10.1; KCNH1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3756
GenID	3756
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 813-962 des humanen KCNH1 (NP_002229.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95259
Proteingewicht	111 kDa
Versand	Eisbeutel