


Anti-Kcnh2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q12809

Artikelnummer: CM0027999



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes KCNH2 (HERG, Kv11.1). Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus. Ideal für die Forschung an kardialen und neurologischen Kanälen. SWISS: Q12809.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KCNH2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ERG1; HERG; LQT2; SQT1; ERG-1; H-ERG; HERG1; Kv11.1; KCNH2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3757
Gen-ID	3757
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 850-950 von humanem KCNH2 (NP_000229.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q12809
Proteingewicht	127kDa
Versand	Eisbeutel