

Anti-Kcnh6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H252

Artikelnummer: CM0021673

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes KCNH6 (Kv11.2), einen spannungsgesteuerten, einwärts gleichrichtenden Kaliumkanal. Geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Ideal zur Untersuchung des Ionentransports sowie der kardialen und neuronalen Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KCNH6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ERG2; ERG-2; HERG2; Kv11.2; hERG-2; KCNH6
Spezies	Mensch
GenID	81033
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 70-220 von humanem KCNH6 (NP_110406.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9H252
Proteingewicht	110kDa
Versand	Eisbeutel