

Anti-Kcnp2 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Ns61

Artikelnummer: CM0026233



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes KCNIP2 (KCHIP2), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Modulation von A-Typ-Kaliumkanälen in Herz und Gehirn.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KCNIP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KCHIP2; KCNIP2
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	30819
GeneID	30819
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-90 von humanem KCNIP2 (NP_775284.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9NS61
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel