

Anti-Kcnj12 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q14500

Artikelnummer: CM0016534

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches KCNJ12 (Kir2.2), einen ATP-empfindlichen einwärts gleichrichtenden Kaliumkanal. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Ruhemembranpotential und neuronaler Erregbarkeit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KCNJ12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IRK2; hIRK; IRK-2; hIRK1; KCNJN1; Kir2.2; kcnj12x; hkir2.2x; KCNJ12
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3768
GenID	3768
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 354-433 des menschlichen KCNJ12 (NP_066292.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q14500
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel