

Anti-Kcnj15 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q99712

Artikelnummer: CM0016681

Einführung

Hochwertiger Anti-KCNJ15 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB-, IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, murines und ratten-KCNJ15 (Kir1.3/Kir4.2), einen inward-rectifier Kaliumkanal. Ideal für die Ionenkanalforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KCNJ15 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	IRKK; KIR1.3; KIR4.2; KCNJ15
Spezies	Human
GeneID (human)	3772
GeneID	3772
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 221-375 des humanen KCNJ15 (NP_002234.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q99712
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel