

Anti-Kcnj2 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P63252

Artikelnummer: CM0014251



Einführung

Anti-KCNJ2 Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines, Ratten-Kir2.1 einwärtsgerichtetes Kaliumkanal. Geeignet für kardiovaskuläre und neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KCNJ2 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper
Bemerkungen/Alias	IRK1, LQT7, SQT3, ATFB9, HHIRK1, KIR2.1, HHBIRK1, KCNJ2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	3759
GenID	3759
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 318-427 von humanem KCNJ2 (NP_000882.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P63252
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel