


Anti-Kcnj4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P48050

Artikelnummer: CM0016396



Einführung

Hochwertiger Anti-KCNJ4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Zielt auf menschliche, murine und ratte KCNJ4 Inward-Rectifier-Kaliumkanäle (Kir2.3) ab. Ideal für Ionenkanalforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Anti-KCNJ4 Polyklonaler Antikörper
Bemerkungen/Alias	HIR; HRK1; IRK3; HIRK2; IRK-3; Kir2.3; KCNJ4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3761
GenID	3761
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von menschlichem KCNJ4 (NP_004972.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P48050
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel