

Anti-Kcnj5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P48544

Artikelnummer: CM0029244

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes KCNJ5 (GIRK4), geeignet für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Das Ziel ist ein einwärtsgerichteter Kaliumkanal, der durch G-Proteine aktiviert wird und an Herz- und Endokrinfunktionen beteiligt ist. Ideal für kardiovaskuläre und metabolische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KCNJ5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CIR; GIRK4; KATP1; LQT13; KIR3.4; KCNJ5
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3762
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem KCNJ5 (NP_000881.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P48544
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel