

Anti-Kcnj6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P48051

Artikelnummer: CM0029276

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen den menschlichen KCNJ6/GIRK2 Inward-Rectifier-Kaliumkanal gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für Studien zur Insulinsekretion und Ionenkanälen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KCNJ6 Kaninchen pAb
BIR1; GIRK2; KATP2; KCNJ7; KPLBS; GIRK-2; KATP-2; KIR3.2; hiGIRK2; KCNJ6	
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3763
Gen-ID	3763
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-80 von menschlichem KCNJ6 (NP_002231.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P48051
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel