


Anti-Kcnk6-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y257

Artikelnummer: CM0019296



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-KCNK6-Kaninchenantikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Kaliumkanalfunktion und des NLRP3-Inflammasoms.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KCNK6-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TOSS; KCNK8; TWIK2; K2p6.1; TWIK-2; KCNK6
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9424
Gen-ID	9424
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 254-313 des menschlichen KCNK6 (NP_004814.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y257
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku