


Anti-Kcnk9 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Npc2

Artikelnummer: CM0016569



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen KCNK9 (TASK-3) für Western Blotting und ELISA; detektiert Proben von Mensch und Maus, mit einem vorhergesagten Gewicht von 42 kDa; ideal für die Ionenkanal- und Neurowissenschaftsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KCNK9 Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	KT3.2; TASK3; BIBARS; K2p9.1; TASK-3; TASK32; KCNK9
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51305
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 265-374 von menschlichem KCNK9 (NP_001269463.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NPC2
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel