

Anti-Kcnn4 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - O15554

Artikelnummer: CM0024693



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes KCNN4 (KCa3.1/IKCa1), validiert für WB und ELISA. Geeignet für die Untersuchung calciumaktivierter Kaliumkanäle in der Immunologie, Gefäßbiologie und Zellsignalforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KCNN4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	IK; IK1; SK4; DHS2; KCA4; hSK4; IKCA1; hKCa4; KCa3.1; hIKCa1; KCNN4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3783
GenID	3783
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15554
Proteinmasse	48 kDa
Versand	Eisbeutel