


Anti-Kcnq1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P51787

Artikelnummer: CM0023338



Einführung

KCNQ1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA in Human, Maus, Ratte. Zielt auf die Kaliumkanal-Untereinheit Kv7.1 ab, die an der Erregbarkeit von Kardiomyozyten und dem Ionentransport beteiligt ist. Ideal für kardiale und neurologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KCNQ1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LQT; RWS; WRS; LQT1; SQT2; ATFB1; ATFB3; JLNS1; KCNA8; KCNA9; Kv1.9; Kv7.1; KVLQT1; KCNQ1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3784
Gen-ID	3784
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 250-549 von humanem KCNQ1 (NP_861463.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P51787
Proteingewicht	75kDa
Versand	Eisbeutel