

Anti-Kcnq2-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - O43526

Artikelnummer: CM0021846



Einführung

KCNQ2-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Zur Untersuchung der neuronalen Erregbarkeit und des M-Stroms. O43526.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KCNQ2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	EBN, BFNC, DEE7, EBN1, ENB1, HNSPC, KV7.2, KCNA11, KCNQ2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3785
GeneID	3785
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 466-665 des humanen KCNQ2 (NP_742105.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43526
Proteingewicht	96 kDa
Versand	Kühlakku