

Anti-Kcns2 (Kv9.2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9ULS6

Artikelnummer: CM0014332

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen KCNS2 (KV9.2), eine regulatorische Untereinheit eines verzögert gleichrichtenden Kaliumkanals. Validiert für WB, IF-P, ELISA; kreuzreaktiv mit humanen, Maus- und Rattenproteinen. Geeignet für die Erforschung von Ionenkanälen und Neurowissenschaften.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KCNS2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	KV9.2; KCNS2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3788
Gen-ID	3788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-187 des humanen KCNS2 (NP_065748.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9ULS6
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Kühlakku