

Anti-Kcns3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bq31

Artikelnummer: CM0027487

Einführung

Forschungstauglicher Kaninchen-Polyclonaler Antikörper gegen KCNS3 (Kv9.3), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Für Studien zur Ionenkanal-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KCNS3 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	KV9.3; KCNS3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3790
GenID	3790
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-180 des menschlichen KCNS3 (NP_002243.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BQ31
Proteinmolekulargewicht	56 kDa
Versand	Eispackung