


Anti-Kctd15-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Si1

Artikelnummer: CM0026591



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes KCTD15. Immunogen aus rekombinantem Fusionsprotein; validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt eine Bande von ~32 kDa. Nützlich für die Untersuchung der Neuralleistenbildung und der transkriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KCTD15 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KCTD15
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79047
Gen-ID	79047
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-234 von humanem KCTD15 (NP_076981.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96Si1
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel