


Anti-Kctd9 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7L273

Artikelnummer: CM0003595



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes KCTD9 (BTBD27), einen BTB/POZ-Domäne enthaltenden E3-Ubiquitin-Ligase-Adapter. Validiert für WB und ELISA in humanen Proben. Ideal für die Erforschung von Proteinabbauwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KCTD9 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BTBD27; KCTD9
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	54793
Gen-ID	54793
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem KCTD9 (Q7L273) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q7L273
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel