


Anti-Kdm1 (Lsd1) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P - O60341

Artikelnummer: CM0024250



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches KDM1 (LSD1), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für chromatin- und epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	KDM1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23028
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 130-380 von menschlichem KDM1 (NP_055828.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60341
Proteinmasse	93 kDa
Versand	Eisbeutel