


## Anti-Kdm1A Kaninchen-Polyclonalkörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60341

Artikelnummer: CM0022749



### Einführung

KDM1A Kaninchen-Polyclonalkörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Spezifisch für humane, murine und Ratten-Lysin-spezifische Histon-Demethylase 1A. Unentbehrlich für Forschung zur epigenetischen Regulation und Genexpression - O60341

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | KDM1A Rabbit pAb                                                                                                                                   |
| Bemerkungen/Aliase | AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110; KDM1A                                                                                                              |
| Art                | Mensch                                                                                                                                             |
| GenID (Mensch)     | 23028                                                                                                                                              |
| GenID              | 23028                                                                                                                                              |
| Immunogen          | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 130-380 des humanen KDM1A (NP_055828.2) enthält. |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                                          |
| Kategorie          | Polyclonale Antikörper                                                                                                                             |
| Anwendung          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                |
| SWISS              | O60341                                                                                                                                             |
| Proteingewicht     | 93kDa                                                                                                                                              |
| Versand            | Eispackung                                                                                                                                         |