


Anti-Kdm1/Lsd1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O60341

Artikelnummer: CM0006751



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes KDM1/LSD1, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz, IHC und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte und Affe. Ideal für Epigenetik- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KDM1/LSD1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110; KDM1/LSD1
Spezies	Human
GeneID (Human)	23028
GeneID	23028
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 170-275 von humanem KDM1/LSD1 (NP_055828.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Affe
SWISS	O60341
Proteingewicht	93kDa
Versand	Eisbeutel