


Anti-Kdm2A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y2K7

Artikelnummer: CM0023008



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-KDM2A-Antikörper, hergestellt gegen ein synthetisches Peptid aus dem N-Terminus von humanem KDM2A. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Zielt auf eine Histondemethylase ab, die Chromatin und zirkadianen Rhythmus reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	KDM2A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FBL7; CXXC8; FBL11; FBXL11; JHDM1A; LILINA; KDM2A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	22992
GenID	22992
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem KDM2A (NP_036440.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y2K7
Proteingewicht	133kDa
Versand	Eisbeutel