

Polyklonaler Anti-Kdm2B-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Nhm5

Artikelnummer: CM0019728



Einführung

KDM2B-Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA, der gegen die humane lysinspezifische Demethylase 2B gerichtet ist. Ideal für die epigenetische Forschung und Studien zur Chromatinbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KDM2B-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CXXC2; Fbl10; PCCX2; FBXL10; JHDM1B; KDM2B
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	84678
GeneID	84678
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 600–700 des humanen KDM2B (XP_011537177.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8NHM5
Proteingewicht	153 kDa
Versand	Eisbeutel