

Anti-Kdm2B-Polyklonaler Antikörper (Kd-Validiert) Für Wb Und Elisa - Q8Nhm5

Artikelnummer: CM0025014



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes KDM2B (Lysin-spezifische Demethylase 2B), validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für Chromatinbiologie und epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] KDM2B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CXXC2; Fbl10; PCCX2; FBXL10; JHDM1B
Spezies	Mensch
Gen-ID	84678 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein (aa 1059-1336 von humanem KDM2B)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8NHM5
Proteingewicht	153 kDa
Versand	Eisbeutel