

Anti-Kdm3A Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y4C1

Artikelnummer: CM0013304

Einführung

Dieser Kaninchen-polyclonale Antikörper erkennt menschliches KDM3A (JMJD1A, TSGA), eine 147 kDa große Histon H3 Lys-9 Demethylase. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Ideal für Forschung zu Chromatin und Transkription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KDM3A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	TSGA; JMJD1; JHDM2A; JHMD2A; JMJD1A; KDM3A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55818
GenID	55818
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 975-1283 von menschlichem KDM3A (NP_060903.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y4C1
Proteinmasse	147kDa
Versand	Eisbeutel