


Polyklonaler Anti-Kdm3B-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q7Lbc6

Artikelnummer: CM0019208



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes KDM3B (Lysin-spezifische Demethylase 3B). Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Nützlich für die Erforschung der Chromatinregulation und Epigenetik. Kreuzreaktiv mit humanem Antigen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KDM3B-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	5qNCA; DIJOS; NET22; C5orf7; JMJD1B; KDM3B
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51780
Gen-ID	51780
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 400-600 des humanen KDM3B (NP_057688.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q7LBC6
Proteingewicht	192 kDa
Versand	Kühlakku