

Monoklonaler Anti-Kdm4A-Antikörper Für Wb, Elisa - O75164

Artikelnummer: CM0008601



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes KDM4A (JMJD2A), eine Histondemethylase, die für die Chromatinregulation von Bedeutung ist. Für Western Blot (WB) und ELISA validiert; kreuzreagiert mit humanem und murinem KDM4A. Geeignet für Studien zur Epigenetik und Genexpression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KDM4A-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	JMJD2; JHDM3A; JMJD2A; TDRD14A; KDM4A
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9682
Gen-ID	9682
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 550-650 des humanen KDM4A (O75164) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O75164
Proteingewicht	121 kDa
Versand	Kühlakku