

Anti-Kdm4A Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - O75164

Artikelnummer: CM0006727



Einführung

Monoklonaler KDM4A-Antikörper aus Kaninchen, validiert für WB, IP, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf die Histon-Demethylase JMJD2A, einen zentralen epigenetischen Regulator. Geeignet für die IVD-Assay-Entwicklung und Studien zur Chromatinbiologie. Proteinmasse: 121 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KDM4A Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	JMJD2; JHDM3A; JMJD2A; TDRD14A; KDM4A
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9682
Gen-ID	9682
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 382-459 des menschlichen KDM4A (NP_055478.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75164
Proteinmasse	121 kDa
Versand	Eisbeutel