

Anti-Kdm4A Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O75164

Artikelnummer: CM0030979



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes KDM4A (JMJD2A), eine Histon-Demethylase, die spezifisch Methylgruppen von H3K9me3 und H3K36me3 entfernt. Validiert für WB, IHC-P, IP und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch und Maus. Geeignet für die Epigenetik- und Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KDM4A Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	JMJD2, JHDM3A, JMJD2A, TDRD14A
Spezies	Human
GeneID	9682
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 585-815 des humanen KDM4A (NP_055478.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O75164
Proteingewicht	121 kDa
Versand	Eisbeutel