


Anti-Kdm4B/Jmjd2B-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - O94953

Artikelnummer: CM0010302



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen KDM4B/JMJD2B (O94953), validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA und ChIP in Mensch, Maus und Ratte. KDM4B demethyliert trimethyliertes Histon-H3-Lysin 9 und spielt eine Rolle bei der Chromatinregulation und der Entwicklung des ZNS.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KDM4B/JMJD2B-Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	MRD65; JMJD2B; TDRD14B; KDM4B/JMJD2B
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	23030
GeneID	23030
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50–150 des humanen KDM4B/JMJD2B (O94953) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O94953
Proteingewicht	122 kDa
Versand	Kühlakku