


Anti-Kdm4B/Jmjd2B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - O94953

Artikelnummer: CM0029992



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches KDM4B/JMJD2B, validiert für WB und ELISA. Geeignet für humane und murine Proben. Ideal für epigenetische und neurologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KDM4B/JMJD2B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRD65; JMJD2B; TDRD14B; KDM4B/JMJD2B
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	23030
GeneID	23030
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-365 von humanem KDM4B/JMJD2B (NP_055830.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O94953
Protein-Gewicht	122kDa
Versand	Eisbeutel