


Anti-Kdm4C Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H3R0

Artikelnummer: CM0024717



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen KDM4C (JMJD2C/GASC1) gerichtet ist, für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für epigenetische und Krebsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KDM4C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GASC1; JHDM3C; JMJD2C; TDRD14C; KDM4C
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23081
GenID	23081
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 640-830 von menschlichem KDM4C (NP_055876.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H3R0
Proteingewicht	120 kDa
Versand	Eisbeutel