


Anti-Kdm5B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper [Ko Validiert] Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ugl1

Artikelnummer: CM0029608



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-KDM5B-Antikörper, KO-validiert, für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches und murines KDM5B (Lysin-spezifische Demethylase 5B). Ideal für die Chromatinmodifikations- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] KDM5B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CT31; PLU1; PUT1; MRT65; PLU-1; JARID1B; PPP1R98; RBP2-H1; RBBP2H1A; 5B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10765
GenID	10765
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 784-883 von menschlichem KDM5B (NP_006609.3) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UGL1
Proteingewicht	176kDa
Versand	Eisbeutel