


## Anti-Kdm5C Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P41229

Artikelnummer: CM0013097



### Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes KDM5C, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Histondemethylierung und transkriptioneller Regulation. SWISS: P41229.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | KDM5C Kaninchen pAb                                                                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | MRXJ; SMCX; MRX13; MRXSJ; XE169; MRXSCJ; JARID1C; DXS1272E; KDM5C                                                                                                   |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                              |
| Gen-ID (Mensch)   | 8242                                                                                                                                                                |
| Gen-ID            | 8242                                                                                                                                                                |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1400 bis zum C-Terminus des humanen KDM5C (XP_011529128.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                           |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                              |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                                 |
| SWISS             | P41229                                                                                                                                                              |
| Proteingewicht    | 176kDa                                                                                                                                                              |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                           |