


Anti-Kdm6A (Utx) Kaninchen-Mak [Kd-Validiert] Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O15550

Artikelnummer: CM0005411



Einführung

Hochwertiger Anti-KDM6A-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Erkennt endogenes humanes, murines und ratten KDM6A. Bietet zuverlässigen Nachweis der lysinspezifischen Demethylase 6A (UTX) für epigenetische und entwicklungsbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] KDM6A Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	UTX; KABUK2; bA386N14.2
Spezies	Human
GeneID (Human)	7403
GeneID	7403
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 611-710 von humanem KDM6A (NP_066963.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O15550
Proteingewicht	154kDa
Versand	Eistasche