


Polyklonaler Anti-Kdm7A-Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - Q6Zmt4

Artikelnummer: CM0019132



Einführung

Polyklonaler KDM7A-Antikörper aus Kaninchen, validiert für IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. 106 kDa. Geeignet zur Untersuchung der Histondemethylierung und Chromatinregulation bei der Neuroentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KDM7A-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	JHDM1D; KDM7A
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	80853
GeneID	80853
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 840–941 des humanen KDM7A (NP_085150.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6ZMT4
Proteingewicht	106 kDa
Versand	Kühlakku